



**INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE**

Str. Donat Nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40-264-584037; +40-731-030060 Fax: +40-264-420042
E-mail: itim@itim-cj.ro Web: www.itim-cj.ro



Nr. 2859/ 10.11.2023

Răspuns consolidat

**la Solicitățile de Clarificări din partea unui potențial ofertant
la Anunțul de participare nr. CN1060470, privind achiziția publică de**

ACHIZITIE ECHIPAMENTE LABORATORUL DE CHIMIE

Solicitare de clarificări nr. 1, înregistrată la Autoritatea Contractanta sub nr.2857/09.11.2023:

o Referitor la 2. Centrifuga cu racire:

- Va rugam respectuos sa acceptati o centrifuga cu temporizator de la 30 s pana la 9.00 h, cu functie de functionare continuu, in loc de „30 s pana la 99:59 h, cu functie de functionare continuu”, avand in vedere ca functia de mod continuu ofera posibilitatea centrifugarii nelimitate.
- Va rugam respectuos sa acceptati o centrifuga cu timp de accelerare sau decelerare de maxim 30 de secunde, avand in vedere ca pornirea temporizatorului are loc dupa atingerea vitezei de rotatie setate si nu de la inceputul centrifugarii.
- Va rugam respectuos sa acceptati o centrifuga cu functie de pre-racire fara programarea datei si timpului, avand in vedere ca racirea este foarte rapida (mai putin de 8 minute) si consumul de curent este mai scazut cand este activata doar la nevoie.

Raspuns:

Nu se accepta modificarile solicitate

o Referitor la 3. Baie ultrasonica:

- Va rugam respectuos sa acceptati o baie ultrasonica cu specificatii echivalente dar fara valva de evacuare a apei, avand in vedere ca aceasta optiune este disponibila la baile cu volume mai mari de 9L iar la volumul solicitat, greutatea baii si a vasului sunt reduse, permitand o inlocuire usoara a apei.

Raspuns:

Nu se accepta modificarea solicitata



o Referitor la 4. Balanta analitica cu 4 zecimale:

- Va rugam respectuos sa acceptati o balanta analitica cu cantitatea maxima masurabila de 220g, avand in vedere ca linearitatea balantelor este de regula 0,1% din aceasta, asadar o balanta cu cantitatea maxima masurabila de 320g are o liniaritate de 0.3mg.
- Va rugam respectuos sa acceptati o balanta analitica cu ajustare interna automata o data pe zi sau la apasarea butonului de auto-calibrare.
- Va rugam respectuos sa clarificati cum are loc functia de „cantariri cu domeniul de toleranta”.

Raspuns:

Nu se accepta modificarile solicitate

Referitor la solicitarea de clarificare "cum are loc functia de cantariri cu domeniul de toleranta", precizam ca este necesar sa se poate seta individual limita minima si maxima cu semnal vizual, de exemplu: dozare, sortare.

o Referitor la 5. Plita cu agitare magnetica si incalzire:

- Va rugam respectuos sa acceptati o plita cu agitare magnetica si incalzire cu domeniul de temperatura de la 25°C pana la 320°C sau mai mare.
- Va rugam respectuos sa acceptati o plita cu agitare magnetica si incalzire cu viteza de agitare reglabila in domeniul 80-1500 rot/min.

Raspuns:

Nu se accepta modificarile solicitate.

Director Proiect,
Dr. Emre Erdem

Responsabil echipament,
Dr. Maria Srefan

Compartiment Intern Specializat
în Domeniul Achizițiilor,
Dr. Ing. Radu POP